

QUANOMED® SLEEP SMART SYSTEM

zepter®
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER

*Materace
Klasy
Premium*



QUANOMED® INTELIGENTNY SYSTEM DLA LEPSZEGO SNU

- Łagodzi bóle głowy, pleców i mięśni
- Zwiększa ilość energii
- Wzmacnia układ odpornościowy
- Pomaga złagodzić bóle reumatyczne
- Wspiera łagodzenie objawów zapalenia stawów
- Łagodzi ból stóp
- Pomaga przy słabym krążeniu obwodowym
- Stymuluje wzrost komórek
- Zwiększa ilość tlenu w organizmie
- Zapewnia spokojny sen - nie wiercimy się i nie przekładamy z boku na bok
- Poprawia jakość snu
- Zapewnia optymalną temperaturę ciała podczas snu
- Umożliwia doskonałe rozłożenie masy ciała
- Nie powoduje żadnego ucisku na ciało
- Umożliwia prawidłowe ułożenie ciała
- Idealny przepływ powietrza
- Został zatwierdzony przez lekarzy i specjalistów
- Brak efektu przegrzania organizmu
- Brak alergenów
- Brak toksycznych oparów
- Przebadany i certyfikowany

QUANOMED® zapewni **najwyższy poziom komfortu**. Umożliwi **idealny przepływ** powietrza oraz utrzymuje **optymalną temperaturę** ciała, co przekłada się na **zdrowy sen i lepszą jakość życia**.



SUPQUANO

Materac z pokrowcem Extraquano
Najwyższa półka kolekcji QUANOMED

Materac Supquano posiada dwie różne strony:

- Strona EXTRAQUANO (szare tło z „szarymi płomieniami”), którą nazywamy stroną „aktywną”, wyposażona jest w takie technologie jak Antibact, Antistat i HyperOxy. Wykonana z luksusowego kaszmiru i przyjemnej wiskozy po stronie zewnętrznej;
- Strona COOL (szare tło z „czerwonymi płomieniami”).

KOD	ROZMIARY	TWARDOSC / GESCOSC	STRONA COOL	STRONA EXTRAQUANO	DOSTEPNOSC
SQ-D160200	160 x 200 x 18 cm	75	x	x	B
SQ-S90200	90 x 200 x 18 cm	75	x	x	B

MAXQUANO

Materac z pokrowcem Kaszmir i Silver Tech

Pokrowiec (warstwa wierzchnia) materaca podwójnego MaxQuano nie ma różnych stron, występuje w kolorze kości słoniowej z eleganckim monogramem Z.

Charakterystyka pokrowca: tkanina w 100% naturalna, technologia Silver Tech o działaniu antybakteryjnym; kaszmir daje poczucie dodatkowej miękkości, ciepła i luksusu.



KOD	ROZMIARY	TWARDOSC / GESCOSC	SILVER TECH	DOSTEPNOSC
QM-E-D180200	180 x 200 x 18 cm	80	x	B
QM-H-D180200		72	x	B
QM-E-D160200	160 x 200 x 18 cm	80	x	A
QM-H-D160200		72	x	A
QM-E-D150200	150 x 200 x 18 cm	80	x	C
QM-H-D150200		72	x	C
QM-E-D135200	135 x 200 x 18 cm	80	x	C
QM-H-D135200		72	x	C

MAXQUANO

Materac z pokrowcem Kaszmir i Silver Tech

Pokrowiec (warstwa wierzchnia) materaca pojedynczego MaxQuano nie ma różnych stron, występuje w kolorze kości słoniowej z eleganckim monogramem Z.

Charakterystyka pokrowca: tkanina w 100% naturalna; technologia Silver Tech o działaniu antybakteryjnym; kaszmir daje poczucie dodatkowej miękkości, ciepła i luksusu.



KOD	ROZMIARY	TWARDOSC / GESCOSC	SILVER TECH	DOSTEPNOSC
QM-E-S105200	105 x 200 x 18 cm	80	x	C
QM-H-S105200		72	x	C
QM-E-S90200	90 x 200 x 18 cm	80	x	A
QM-H-S90200		72	x	A
QM-E-S80200	80 x 200 x 18 cm	80	x	B
QM-H-S80200		72	x	B

BABYQUANO

Materac / Topper z pokrowcem Extraquano dla dziecka

Materac dziecięcy BabyQuano posiada dwie różne strony:

- Strona EXTRAQUANO (szare tło z „czerwonymi płomieniami”), strona „aktywna” wykorzystująca takie technologie jak Antibact, Antistat i HyperOxy, wykonana z przyjemnej tkaniny wiskozowej i kaszmiru po stronie zewnętrznej.
- Strona COOL (czerwone tło z „szarymi płomieniami”).

KOD	ROZMIARY	TWARDOSC / GESCOSC	STRONA COOL	STRONA EXTRAQUANO	DOSTEPNOSC
BQ-70140	70 x 140 x 10 cm	72	x	x	B



Materace Quanomed podtrzymują kręgosłup i całe ciało. Zmniejszają napięcie. Utrzymują optymalną temperaturę ciała. Są antyalergiczne i przyjazne dla środowiska. Są biodegradowalne i niezwykle trwałe. Pochłaniają energię ruchu i poprawiają krążenie.

TOPQUANO

Nakładka nawierzchniowa (topper) na łóżka jednoosobowe

Topper (nakładka nawierzchniowa) na łóżka jednoosobowe.

Nakładka nawierzchniowa TopQuano posiada dwie różne strony:

- Strona EXTRAQUANO (szare tło z „czerwonymi płomieniami”), strona „aktywna” zaprojektowana z wykorzystaniem takich technologii jak Antibact, Antistat i HyperOxy, wykonana z przyjemnej tkaniny wiskozowej i kaszmiru po stronie zewnętrznej. Po tej stronie tkanina jest pikowana.
- Strona COOL (szare tło z „czerwonymi płomieniami”), wykonana z tkaniny standardowej (bez pikowania).

KOD	ROZMIARY	TWARDOSC / GĘSTOSC	STRONA COOL	STRONA EXTRAQUANO	STRONA EXTRAQUANO
TQ-S90200	90 x 200 x 5 cm	72	X	x	A
TQ-S80200	80 x 200 x 5 cm	72	X	x	B



ZENIQUANO

Nakładka nawierzchniowa (topper) na łóżka dwuosobowe

Topper ZeniQuano posiada dwie różne strony:

- Strona EXTRAQUANO (szare tło z „czerwonymi płomieniami”), strona „aktywna”, zaprojektowana m.in. z wykorzystaniem technologii Antibact, Antistat oraz HyperOxy. Wykonana jest z kaszmiru i wiskozy po stronie zewnętrznej. Po tej stronie tkanina jest pikowana.
- Strona COOL (szare tło z „czerwonymi płomieniami”), z tkaniny standardowej (bez pikowania).

KOD	ROZMIARY	TWARDOSC / GĘSTOSC	STRONA COOL	STRONA EXTRAQUANO	STRONA EXTRAQUANO
ZQ-D180200	180 x 200 x 7,5 cm	72	X	x	B
ZQ-D160200	160 x 200 x 7,5 cm	72	X	x	A

EXTRAQUANO

Najlepsza terapeutyczna górna nakładka
Biomolekularna terapia przeciwbólowa

Nakładkę na materac można przymocować do materaca dzięki praktycznym i łatwym w użyciu elastycznym taśmom, które znajdują się pod każdym z rogów nakładki.

Przy projektowaniu i wykonywaniu nakładki na materac ExtraQuano wykorzystano wszystkie technologie AntiBact, AntiStat i HyperOxy.

KOD	ROZMIARY	TWARDOSC / GĘSTOSC	STRONA EXTRAQUANO	DOSTĘPNOŚĆ
FQ-S90200	90 x 200 x 1,5 cm	72	x	A
FQ-S80200	80 x 200 x 1,5 cm	72	x	B



DOPPIO

Poduszka z pokrowcem Extraquano

- Strona EXTRAQUANO (szare tło z „czerwonymi płomieniami”), która jest stroną „aktywną”, zaprojektowana w oparciu o technologie Antibact, Antistat i HyperOxy i wykonana z przyjemnej tkaniny wiskozowej i kaszmiru po stronie zewnętrznej
- Strona COOL (czerwone tło z „szarymi płomieniami”).

KOD	ROZMIARY	TWARDOSC / GĘSTOSC	STRONA COOL	STRONA EXTRAQUANO	DOST.
DP-4070	40 x 70 x 11 cm	45/50	X	x	A



ERGOQUANO

Ergonomiczna poduszka
z pokrowcem Extraquano

Pokrowiec EXTRAQUANO (szare tło z „czerwonymi płomieniami”) - „aktywny”, zaprojektowany w oparciu o technologie Antibact, Antistat i Hyper-Oxy i wykonany z przyjemnej tkaniny wiskozowej i kaszmiru po stronie zewnętrznej.

KOD	ROZMIARY	TWARDOSC / GĘSTOSC	STRONA COOL	STRONA EXTRAQUANO	DOST.
EQ-67.543.5	40 x 65 x 11 cm	45/50	X	x	A



BIOM

Najlepsza terapeutyczna narzutka na materac
Biomolekularna terapia przeciwbólowa

Nasze unikalne podejście do projektowania i technologii naprawde zmieni sposób, w jaki śpisz. Bazując na odkryciu właściwości leczniczych białych cząsteczek tetraedryczno-jonowych, bioM jest genialnym rozwiązaniem w walce z bólem. BioM zapewnia lepszy, bezbolesny wypoczynek osobom prowadzącym wymagający styl życia!

KOD	ROZMIARY	TWARDOSC / GĘSTOSC	STRONA COOL	STRONA EXTRAQUANO	DOST.
BMM-001	80 x 190 cm	x	X	x	A



DOSTĘPNOŚĆ: **A** - regularna dostawa, zgodnie z umową do 21 dni; **B** - zamówienie indywidualne, dostawa 60 dni; **C** - zamówienie indywidualne, dostawa 90 dni

QUANOMED® został zaprojektowany z myślą o osobach z następującymi schorzeniami:

Ból głowy
lub szyi

Ból ramion
i napięcie
mięśni

Szywność
i ból pleców,
przemieszczenie
kręgow

Ból bioder
i zapalenie
stawów

Ból kolana
i drętwienie

Ból
w mięśniach
dolnych
partii nóg

Bóle stawów
i puchnięcie
nóg



1
GŁOWA
I SZYJA

2
RAMIONA

3
DOLNA
CZĘŚĆ PLECÓW

4
MIEDNICA
I BIORDA

5
KOLANA

6
DOLNE
PARTIE NÓG

7
STOPY

100% NATURALNY LATEKS

- Doskonałe właściwości higieniczne i mikrobiologiczne. Cząsteczki brudu nie są w stanie przeniknąć dalej w głąb lateksu!
- W lateksie nie zamieszkują roztocza i mikroorganizmy.
- Idealna regulacja temperatury.
- Optymalne odprowadzanie wilgoci.
- Stała cyrkulacja powietrza.
- Nie zawiera żadnych chemikaliów, syntetyków, pestycydów, herbicydów i substancji toksycznych.

TAF - THERAPY AIR® FLOW

Terapeutyczny przepływ powietrza

- Idealny przepływ powietrza.
- Idealna temperatura ciała.
- Idealna nawilżenie skóry.
- Jesteśmy wypoczęci i mamy lepszy nastrój. Zapobiega poceniu się, odwodnieniu, problemom skórny, infekcjom oraz początkom i nasileniu się objawów chorób reumatycznych i innych.
- Idealna temperatura ciała ma korzystne działanie na układ odpornościowy i metabolizm, przyspieszając procesy regeneracyjne w naszym organizmie.

Właściwości prozdrowotne technologii HyperOxy wbudowanej w powłokę materaca ExtraQuano zostały przebadane klinicznie i zatwierdzone przez naukowców z wielu renomowanych placówek w Europie, w tym we Włoszech.



Współpracujemy z 5 klinikami, które przebadaly produkt i osiągnęły niesamowite wyniki (w tym jeden produkt był przetestowany na zwierzętach), posiadamy oficjalny dokument autorstwa akredytowanych lekarzy niemieckich w Polsce, Niemczech i Austrii z 3 uniwersytetów i 3 instytutów badawczo-naukowych, które zaprezentowały produkt na konferencji medycznej w Badenii (Baden-Baden) w kwietniu ubiegłego roku, który poświadcza jego bezwzględną funkcjonalność, a dokument ten można znaleźć na niezależnej stronie medycznej z wszelkimi referencjami, które mogą być potrzebne. We Włoszech Instytut CNR w Pizie i Uniwersytet we Florencji przebadaly technologię, i tym samym zakończyły w sposób formalny badania, a włoskie Ministerstwo Zdrowia wydało certyfikat dla wyrobu medycznego o działaniu przeciwbólowym.

BRS - BODY RECUPERATION SUPPORT

Wsparcie regeneracji organizmu

- Anatomiczne wsparcie dla wszystkich części ciała, zapewniając optymalny rozkład masy i obciążenia podczas snu dla doskonałej regeneracji całego organizmu w trakcie snu.
- 7 stref regeneracji - Podział na strefy ułatwia również rozkład ciśnienia, co sprzyja dobremu krążeniu krwi i łagodzeniu bólu.

MAXQUANO

Kaszmir i Silver Tech

- Kaszmir ceniony za jego miękkość, ciepło, funkcję utrzymywania stałej temperatury, właściwości antystatyczne.
- Silver Tech poprawia jakość naszego snu, zapewniając najwyższą ochronę przed bakteriami, roztoczymi i nieprzyjemnymi zapachami.

EXTRAQUANO

AntiBact, HyperOxy, AntiStat

- Idealne rozwiązanie do walki z bólem.
- Odporność na bakterie i alergeny.
- Zmniejszenie napięcia i ilości szkodliwej elektryczności statycznej.
- Regeneracja energii organizmu - zwiększenie poziomu tlenu w organizmie i poprawa krążenia.

Skontaktuj się:

Salon wystawowy:
Zepter International Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa

zepter
INTERNATIONAL
LIVE BETTER · LIVE LONGER